

Ficha de producto

MIMOV Watch 4.3

Smartwatch
de teleasistencia



¿Qué es?

MIMOV Watch 4.3 es un Smartwatch diseñado para atender las necesidades y requerimientos del servicio de Teleasistencia. Incorpora la última tecnología de monitorización y es de utilidad también en sectores como el hospitalario. En este ámbito, MIMOV Watch es el dispositivo que permite la monitorización de los principales indicadores de riesgo de personas en movilidad.

¿Para quién?

El MIMOV Watch 4.3 está diseñado para su uso por personas mayores, con discapacidad o dependencia y para personas de cualquier edad que necesitan un método seguro para emitir una alarma.

¿Cómo funciona?

Con el MIMOV Watch 4.3 encendido, active la pantalla y deslícela hasta mostrar la pantalla SOS. Toque el botón SOS que aparece en pantalla para iniciar una llamada SOS.

Alternativamente puede iniciar una llamada SOS realizando una pulsación larga en el botón SOS lateral del reloj en lugar del botón de la pantalla.

Especificaciones

Datos técnicos

Sistema operativo:

Android 8.1 personalizado por UNEI

Pantalla táctil:

Sí, 1.28" IPS

Memoria:

1GB+8GB

Conectividad:

Localización GPS

4G

Botón físico SOS:

Sí

SIM:

Nano SIM

Batería:

800mAh (Autonomía superior a 24 horas, en cumplimiento UNE 158401:2019)

Actualización:

Sí, remota a través de OTA

Datos biométricos:

Pasos

Frecuencia cardíaca

Presión arterial

Saturación de oxígeno

Llamadas:

Sí, con voz

Funcionalidades adicionales:

Seguimiento GPS con <<zonas de seguridad>>

Llamadas de voz bidireccionales

Alertas automáticas: caída de la persona usuaria, inactividad prolongada de la misma, batería baja y otras

Llamada de emergencia al centro de teleasistencia

Protección

IP67



¿Quieres saber más sobre nuestras soluciones?



Tunstall

Tunstall forma parte del Grupo Tunstall. Nuestra política de continuo desarrollo implica que las especificaciones y apariencia del producto pueden cambiar sin previo aviso. Tunstall no asume ningún tipo de responsabilidad por errores u omisiones contenidos en este documento.