

Teleasistencia móvil: reloj

¿Qué es?

MIMOV Watch 4.3 es un Smartwatch diseñado para atender las necesidades y requerimientos del servicio de Teleasistencia. Incorpora la última tecnología de monitorización y es de utilidad también en sectores como el hospitalario. En este ámbito, MIMOV Watch es el dispositivo que permite la monitorización de los principales indicadores de riesgo de personas en movilidad.

¿Para quién?

El MIMOV Watch 4.3 está diseñado para su uso por personas mayores, con discapacidad o dependencia y para personas de cualquier edad que necesitan un método seguro para emitir una alarma.

¿Cómo funciona?

Con el MIMOV Watch 4.3 encendido, active la pantalla y deslícela hasta mostrar la pantalla SOS. Toque el botón SOS que aparece en pantalla para iniciar una llamada SOS.

Alternativamente puede iniciar una llamada SOS realizando una pulsación larga en el botón SOS lateral del reloj en lugar del botón de la pantalla.